

## **MX 800 (T)**

Тринокулярный микроскоп  
экспертного класса

- Биологический микроскоп
- Реверс-револьвер на 6 объективов
- 5 объективов Plan Achromat ICO Infinite
- Широкопольные окуляры EW 10x/22 мм
- Встроенное освещение:  
галоген 24 В, 100 Вт
- Двухуровневый предметный столик  
с препаратодержателем на два стекла
- Цветная цифровая камера  
с высоким разрешением



# MX 800 (T)

Биологический микроскоп с цифровой камерой

1

## Тринокулярный микроскоп MX 800 (T)

Исследовательский биологический микроскоп с тринокулярной насадкой для установления цифровой камеры. При необходимости препарат можно посмотреть через окуляры

2

## Цифровая камера CAM® V2500

Цифровая камера передает изображение препарата на экран монитора. Высокое разрешение и отличная цветопередача обеспечивают четкое изображение микропрепарата




## Основные характеристики

- Компенсационная тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 6 объективов
- 5 объективов Plan Achromat ICO Infinite
- Экстра-широкопольные окуляры EW 10x/22 мм
- Встроенное освещение: LED (светодиод) 5 Вт, галоген 24 В, 100 Вт
- Большой предметный столик с препаратодержателем на два стекла
- Фазово-контрастные объективы (опция)
- Цифровая камера 20 Мп с разрешением 5472x3648
- ПО для работы с цифровыми камерами Vision Capture

# Vision

Программное обеспечение для анализа и организации данных в микроскопии



3

## Программное обеспечение Vision

Просмотр, помощь в исследовании и обработка цифровых микроскопических изображений

4



## Персональный компьютер

Минимальные требования к ПК: Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 ТБ HDD, Windows 7, 1920x1080 разрешение экрана, 23" монитор

## Программное обеспечение Vision

- **Vision Album**  
ПО для ведения цифровых альбомов
- **Vision Bio**  
ПО для биологии и медицины
- **Vision Cyto**  
ПО для цитологии
- **Vision Hema**  
ПО для анализа мазка крови
- **Vision Karyo FISH**  
ПО для цитогенетики и FISH анализа
- **Vision Sperm Sediment**  
ПО для анализа осадка спермы

# Решения на ваш выбор



Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.

В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.