

Рекомендован  
для образовательных  
целей

## **MX 05**

Экономичный  
монокулярный микроскоп

- Револьвер на 3 объектива
- Наклон головки 45°
- 3 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,60
- Широкопольные окуляры: 10x/16 мм и 25x
- Встроенная регулируемая система освещения LED (светодиод), 5 В, 1 Вт
- Верхняя и нижняя подсветка



# Спецификации

## Монокулярный микроскоп MX 05

### Стандартная комплектация

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Визуальная насадка         | монокулярная с наклоном 45°                                  |
| Окуляры                    | широкопольные WF 10/16 мм и WF 25                            |
| Объективы                  | ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,60                         |
| Конденсор                  | NA0.65 с дисковой диафрагмой                                 |
| Револьвер                  | 3 позиции для объективов                                     |
| Предметный столик          | стандартный, 95x95 мм, с клипсами                            |
| Освещение                  | верхнее и нижнее освещение LED (светодиод)                   |
| Фокусировка                | коаксиальные винты грубой и точной фокусировки               |
| Дополнительно (по запросу) | объективы, цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов |

### Информация для заказа

#### Наименование

#### Код

Монокулярный микроскоп MX 05, стандартная комплектация

09.0005.01

