

MX 100 / MX 100 (T)

Биологические микроскопы

- Компенсационная бинокулярная/тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 4 объектива
- Объективы ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное освещение LED (светодиод) 12 В, 3 Вт с регулировкой интенсивности освещения
- Механический двухкоординатный столик
- Противогрибковое покрытие оптики



Биологические микроскопы MX 100 и MX 100 (Т)

Общие характеристики

Визуальная насадка	— бинокулярная (MX 100) или тринокулярная (MX 100 (Т)) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке, межзрачковое расстояние 48–75 мм
Окуляры	широкопольные 10х/18 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьвер	реверс-револьвер, 4 позиции для объективов
Объективы	ахромат: 4х/0,10, 10х/0,25, 40х/0,65 (подпружиненный), 100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа
Конденсор Аббе	с ирисовой диафрагмой, nА 1,25, с держателем фильтров
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	LED (светодиод), 12 В, 3 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %

Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MX 100, стандартная комплектация	09.0120.02
Тринокулярный биологический микроскоп MX 100 (Т), стандартная комплектация	09.0120.03

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер