

MX 1150 (T)

Стереомикроскоп

- Профессиональный ZOOM стереомикроскоп
- Тринокулярный тубус для фото- и видеодокументации
- Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости
- Диапазон увеличения: 8–50x (100x опционально)
- Окуляры широкопольные 10x/22 мм
- Система освещения: проходящий свет, падающий свет
- Регулируемая система освещения LED: отраженный и проходящий свет



Стереомикроскоп MX 1150 (Т)

Общие характеристики

Визуальная насадка	тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 45°, компенсация диоптрийной разницы на окулярных трубках, межзрачковое расстояние 50–75 мм
Окуляры	широкопольные 10х/22 мм, 15х/16 (опционально), 20х/12 (опционально), 30х (опционально)
Штатив	металлический, основание с резиновыми ножками
ZOOM тубус	0,8–5х
Рабочее расстояние	115 мм
Источник света	— падающий свет: LED 12 В, 3 Вт — проходящий свет: LED 12 В, 6 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Рабочая температура	18–35 °С
Влажность	менее 85 %
Дополнительные линзы	0.5х, 0.75х, 2х



MX 1150 (Т) (Вариант 1)
стандартная комплектация



MX 1150 (Т) (Вариант 2)
с дополнительными
линзами 0.5х и 2х



MX 1150 (Т) (Вариант 3)
с дополнительным внешним
осветительным блоком



MX 1150 (Т) (Вариант 4)
без штатива

Информация для заказа

Наименование

Код

Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150 (Т) (Вариант 1)	09.1500.03
Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150 (Т) (Вариант 2)	09.1500.13
Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150 (Т) (Вариант 3)	09.1500.23
Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150 (Т) (Вариант 4)	09.1500.33

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер