

MX 1200

Стереомикроскоп
для обучения микрохирургии

- Тринокулярный ZOOM стереомикроскоп
- Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости
- Широкопольные окуляры EW10x/22
- Диапазон увеличения: 8–50x
- Регулируемая система освещения LED: отраженный свет
- Фото- и видеодокументация



Спецификации

Стереомикроскоп MX 1200

Стандартная комплектация

Визуальная насадка	тринокулярная с наклоном 45°
Окуляры	широкопольные EW 10x/22 мм
ZOOM тубус	0,8–5x, соотношение ZOOM 1:6,3x
Рабочее расстояние	220 мм
Межзрачковое расстояние	55–75 мм
Источник света	отраженный свет: LED 100–240 В
Дополнительно (по запросу)	цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов, тренажеры для хирургов

Информация для заказа

Наименование

Код

Стереомикроскоп MX 1200, стандартная комплектация

09.1200.02

