

MX 1400

Профессиональный
стереомикроскоп

- Биноклярный ZOOM стереомикроскоп
- Параллельная оптическая ZOOM система
- Широкопольные окуляры 10х/22 мм
- Диапазон увеличения: 8–80х
- План ахромат объектив
- Регулируемая система освещения LED:
отраженный и проходящий свет



Спецификации

Профессиональный стереомикроскоп MX 1400

Стандартная комплектация

Оптическая система	параллельная оптическая ZOOM
Визуальная насадка	бинокулярная с наклоном 20°
Межзрачковое расстояние	55–75 мм
Окуляры	широкопольные EW 10x/22 мм
ZOOM тубус	— 0,8–8x, соотношение ZOOM 1:10x — план ахромат объектив 1x
Рабочее расстояние	78 мм
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — диапазон: 105 мм
Система освещения	отраженный и проходящий свет LED, с регулировкой
Дополнительно (по запросу)	окуляры, осветители, объективы, штативы, фото/видео тринокулярная головка

Информация для заказа

Наименование	Код
Профессиональный стереомикроскоп MX 1400, стандартная комплектация	09.1400.02



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.microoptix.ru