

MX 20

Биноклярный микроскоп

- Эргономичный металлический корпус
- Компенсационная биноклярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Винты грубой и точной фокусировки с двух сторон штатива
- Встроенное галогеновое освещение 6В, 20 Вт с регулировкой интенсивности
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Конденсор Аббе



Биноклярный микроскоп MX 20	
Общие характеристики	
Визуальная насадка	компенсационная биноклярная поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм, компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке
Окуляры	широкопольные 10х/18 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьвер	4 позиции для объективов
Объективы	ахромат: 4х/0,10, 10х/0,25, 40х/0,65 (подпружиненный), 100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров, с синим и зеленым фильтрами
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата
Источник света	галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В, регулируемый
Источник питания	встроенный в штатив блок питания, 220 В, 50 Гц
Требуемые предохранители	250 В, 2 А
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %

Информация для заказа	
Наименование	Код

Биноклярный микроскоп MX 20, стандартная комплектация	09.0021.02
---	------------

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер