

MX 300 (TF LED)

Флуоресцентный микроскоп

- Микроскоп с оптикой ICO Infnitive (на бесконечность)
- Компенсационная тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 5 объективов
- 4 объектива полуплан ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Светодиодный флуоресцентный осветительный блок
- Встроенное светодиодное освещение 12 В, 3 Вт с регулировкой интенсивности освещения
- Система освещения по Келлеру
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Противогрибковое покрытие оптики



Флуоресцентный микроскоп MX 300 (TF LED)

Общие характеристики

Визуальная насадка	компенсационная тринокулярная насадка, поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм, компенсация диоптрийной разницы (± 5 диоп.) на левой окулярной трубке
Окуляры	широкопольные 10x/18 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьвер	реверс-револьвер 5 позиций для объективов
Объективы	полуплан ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа
Конденсор Аббе	с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата — механизм регулировки плавности хода
Источник света	LED (светодиод), 12 В, 3 Вт, с регулировкой
Источник питания	220 В, 50 Гц
Требуемые предохранители	250 В, 2 А
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Флуоресцентный блок	— спектр возбуждающего света для флуоресценции: 460–490 нм — светодиодное освещение (сверхъяркий светодиод 12 В, 3 Вт) — система фильтров: 1 возбуждающий фильтр, двунаправленное дихроическое зеркало, 1 отсекающий фильтр — источник питания 220 В, 50 Гц

Информация для заказа

Наименование	Код
Тринокулярный флуоресцентный микроскоп MX 300 (TF LED), стандартная комплектация	09.0311.03

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер