

## **MX 300/MX 300 (T)**

### Биологические микроскопы

- Микроскоп с оптикой ICO Infnitvie (на «бесконечность»)
- Эргономичный современный дизайн
- Компенсационная бинокулярная/тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 5 объективов
- 5 объективов план ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное освещение LED (светодиод) 12 В, 3 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики



## Биологические микроскопы MX 300 и MX 300 (Т)

### Общие характеристики

<b>Визуальная насадка</b>	— бинокулярная (MX 300) или тринокулярная (MX 300 (Т)) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы ( $\pm 5$ диоп.) на левой окулярной трубке, межзрачковое расстояние 48–75 мм
<b>Окуляры</b>	широкопольные 10x/20 мм
<b>Штатив</b>	металлический, основание с резиновыми ножками, окрашенный огнеупорной эмалью
<b>Револьвер</b>	реверс-револьвер, 5 позиций для объективов
<b>Объективы</b>	план ахромат ICO Infinitive: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65 подпружиненный, 100x/1,25 подпружиненный (масляная иммерсия)
<b>Предметный столик</b>	прямоугольный, механический градуированный, рукоятка препаратоводителя справа
<b>Конденсор Аббе</b>	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
<b>Фокусировка</b>	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
<b>Источник света</b>	LED (светодиод), 12 В, 3 Вт
<b>Источник питания</b>	220 В, 50 Гц
<b>Рабочая температура, влажность</b>	18–35 °С, менее 85 %

### Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MX 300, стандартная комплектация	09.0320.02
Тринокулярный биологический микроскоп MX 300 (Т), стандартная комплектация	09.0320.03

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,  
2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер