

MX 50D

Цифровой микроскоп с интегрированной камерой

Образовательные классы в школах и университетах

Небольшие лаборатории

Ветеринарная практика



Спецификация

Цифровой микроскоп MX 50D

Общие характеристики

Увеличение	до 1600
Визуальная насадка	бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм
Окуляры	широкопольные 10/18 мм
Револьвер	4 позиции для объективов
Объективы	ахромат: 4/0,10, 10/0,25, 40/0,65, 100/1,25
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, 120x120 мм
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — мелкое деление шкалы — 0,002 мм, грубый ход — 37,7 мм за один оборот, точный ход — 0,2 мм за один оборот, диапазон перемещения — 20 мм
Источник света	LED (светодиод), 3 В, 1 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Вес	4,1 кг

Информация для заказа

Наименование

Код

Цифровой микроскоп MX 50D, стандартная комплектация

09.0051.02

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.microoptix.ru