

MX 700 (T)

Инвертированный микроскоп

- Инвертированный микроскоп для светлого поля и фазового контраста. Оптика на «бесконечность»
- Наклон головки до 30°
- Револьвер на 5 объективов
- Длиннофокусные объективы светлого поля
- Длиннофокусные объективы для фазового контраста
- Освещение по Келлеру
- Слайдер для фазового контраста



Инвертированный микроскоп MX 700 (Т)	
Общие характеристики	

Визуальная насадка	тринокулярная насадка, межзрачковое расстояние 48–75 мм, угол наклона 30°, компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке
Окуляры	широкопольные окуляры 10х/22 мм
Револьвер	5 позиций для объективов
Объективы	— длиннофокусные план ICO Infinitive: 4х/0,10, 40х/0,65 — длиннофокусные фазово-контрастные план ICO Infinitive: 10х/0,25, 20х/0,40
Предметный столик	— прямоугольный — стеклянная вставка — держатель для планшета Тerasaki
Конденсор	nA 0.3, рабочее расстояние 72 мм
Источник света	галогеновая лампа, 6 В, 30 Вт
Фильтры	синий, зеленый, матовый белый
Электропитание	220 В, 50 Гц

Информация для заказа	
Наименование	Код

Тринокулярный инвертированный микроскоп MX 700 (Т), стандартная комплектация	09.0700.03
--	------------

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер