

MX 800

Исследовательский биологический микроскоп

- Эргономичная тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 6 объективов
- 5 объективов Plan Achromat ICO Infinite
- Широкопольные окуляры EW 10x/22 мм
- Встроенное освещение: галоген 24 В, 100 Вт
- Двухуровневый предметный столик с препаратодержателем на два стекла
- Возможность дооснащения комплектующими для осуществления исследований методами поляризации, фазового контраста, темного поля



Исследовательский биологический микроскоп MX 800

Общие характеристики

Визуальная насадка	Эргономичная тринокулярная головка, с регулируемым углом наклона окуляров 5–35°, межзрачковое расстояние 48–75 мм, компенсация диоптрийной разницы (±5 диоп.) на левой окулярной трубке
Окуляры	Широкопольные EW 10х/22 мм
Реверс-револьвер	Револьвер на 6 объективов
Объективы	Plan Achromat: 4х/0,10, 10х/0,25, 20х/0,40 (подпружиненный), 40х/0,65 (подпружиненный), 100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик	Двухуровневый механический предметный столик с препаратодержателем на 2 предметных стекла
Конденсор Аббе	Конденсор Аббе светлого поля, NA 1,25, с встроенной ирис-диафрагмой и держателем фильтров
Источник света	Галоген (100 Вт, 24 В)



MX 800 с эргономичной тринокулярной головкой

Информация для заказа

Наименование	Код
--------------	-----

Тринокулярный биологический микроскоп MX 800

09.0802.03

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер