

MX 950

Металлургический микроскоп

- Тринокулярный микроскоп с оптикой Infinitvie (на «бесконечность»)
- Револьвер на 4 объектива
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Светодиодный осветитель отраженного света, 3 В
- Объективы план ахромат: 5x, 10x, 20x, 50x
- Устойчивый штатив для удобной работы
- Фото- и видеодокументация



Спецификации

Металлургический микроскоп MX 950

Стандартная комплектация

Визуальная насадка	тринокулярная (тип Зидентопфа)
Окуляры	широкопольные WF 10×/18 мм
Объективы	план ахромат: 5х, 10х, 20х, 50х
Револьвер	4 позиции для объективов
Предметный столик	— механический двухуровневый, 150х140 мм — движущаяся платформа 75х50 мм
Фокусировка	коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
Источник света	система освещения по Келлеру, Ері-освещение с ирисовой апертурной и полевой ирисовой диафрагмой, светодиодный осветитель (LED) 3 Вт, регулируемая яркость
Фильтры	синий, желтый, зеленый и матовый
Дополнительно (по запросу)	бинокулярная головка, окуляры, микрометр, адаптеры C-Mount, фильтры, объективы, цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов

Информация для заказа

Наименование

Код

Металлургический микроскоп MX 950, стандартная комплектация

09.0950.03



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.microoptix.ru