

MX Vision Basic®

Цифровые системы для анализа изображений в микроскопии



MX Vision Basic®

Master line



Информация для заказа

Наименование	Код
MX Vision Basic® / Standard Set Система включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 300T, цифровую камеру Vision CAM® V009 (C), базовое программное обеспечение Vision Capture®, ПК, монитор	60.0000.10
MX Vision Basic® / Primary Set Система включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 300T, цифровую камеру Vision CAM® V009 (C), базовое программное обеспечение Vision Capture®. <i>Используйте ваш ПК*</i>	60.0000.11

* Минимальные требования к ПК:
Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 Тб HDD, Windows 7, 1920x1080 разрешение экрана, 23" монитор

MX Vision Basic®

Eco line



Информация для заказа

Наименование	Код
MX Vision Basic® / Standard Set Система включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 100T, цифровую камеру Vision CAM® V005 (C), базовое программное обеспечение Vision Capture®, ПК, монитор	60.0000.13
MX Vision Basic® / Primary Set Система включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 100T, цифровую камеру Vision CAM® V005 (C), базовое программное обеспечение Vision Capture®. <i>Используйте ваш ПК*</i>	60.0000.14

* Минимальные требования к ПК:
 Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 ТБ HDD, Windows 7, 1920x1080 разрешение экрана, 23" монитор

Программное обеспечение

Добавьте к базовой системе MX Vision Basic® программное обеспечение, необходимое вам в практической работе.

Информация для заказа	
Наименование	Код
Программное обеспечение Vision Bio® Album — ведение цифровых альбомов микроскопических препаратов — возможность создавать, редактировать, организовывать, классифицировать и комментировать цифровые альбомы	20.0001.01
Программное обеспечение Vision Bio® Report — подготовка отчетов и ведение цифровых альбомов в микроскопии — возможность создавать, редактировать, организовывать, классифицировать и комментировать цифровые альбомы — встроенные примеры и бланки отчетов микроскопических анализов	20.0002.01
Программное обеспечение Vision Bio® Analyze — анализ, подготовки отчетов и ведения цифровых альбомов в микроскопии — возможность создавать, редактировать, организовывать, классифицировать и комментировать цифровые альбомы — встроенные примеры и бланки отчетов микроскопических анализов — ручное и автоматическое выделение и анализ интересных объектов, определение размеров, формы, положения, оптических параметров выделенных объектов	20.0003.02
Программное обеспечение Vision Cyto® Basic — проведение цитологических исследований — предустановленный алгоритм цитологического анализа — встроенный цитологический атлас	20.0017.01
Программное обеспечение Vision Sperm Sediment® — микроскопия и анализ осадка спермы — встроенный алгоритм анализа эякулята по морфологическим признакам клеток — автоматический расчет ЦОЭ индекса	20.0023.01
Программное обеспечение Vision Sperm® — микроскопия и анализ спермы — предустановленный алгоритм проведения анализа спермы по ВОЗ — встроенный атлас образцов спермы	20.0009.01
Программное обеспечение Vision Karyo® — хромосомный анализ — автоматическое разделение пересекающихся и контактирующих хромосом, функция выпрямления хромосом — автоматическое построение идиограмм с возможностью ручного редактирования	20.0004.01
Программное обеспечение Vision Capture® — сохранение цифровых изображений — управление настройками камер — сохранение фото и видео результатов микроскопических анализов	20.0000.00

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.microoptix.ru