

MICROOPTIX



MX 800

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
МИКРОСКОПЫ



MX 800 | Многопользовательские микроскопы

- Позволяют просматривать препараты одновременно нескольким специалистам
- Для клинических лабораторий, научно-исследовательских лабораторий и образовательных учреждений




MX 800 (T2)



MX 800 (T3)



MX 800 (T5)



MX 800 (T3) с цифровой камерой, монитором или ПК

MX 800 / MX 800 (L) | Биологические микроскопы

- Компенсационная бинокулярная/тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 5 объективов
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- 4 объектива Plan Achromat ICO Infinite: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Окуляры экстра-широкопольные EW 10x/20 мм
- Встроенное освещение 6 В, 30 Вт либо встроенное LED освещение 5 Вт с регулировкой
- Конденсор Аббе nA 0,9 / 0,25
- Механический двухкоординатный столик 185x142 мм с препаратодержателем на два предметных стекла



MX 800 (TS) | Биологический микроскоп

- Эргономичная тринокулярная головка с регулируемым углом наклона окуляров 5–35°
- Реверс-револьвер на 6 объективов
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- 5 объективов Plan Achromat: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Окуляры экстра-широкопольные EW 10x/22 мм
- Встроенное освещение 24 В, 100 Вт с регулировкой
- Конденсор Аббе nA 0,9 / 0,25
- Механический двухкоординатный столик 243x158 мм с препаратодержателем на два предметных стекла



Информация для заказа

Наименование

Код

Многопользовательский микроскоп MX 800 (T2). Версия для 2 наблюдателей	80.0800.23
Многопользовательский микроскоп MX 800 (T3). Версия для 3 наблюдателей	80.0800.33
Многопользовательский микроскоп MX 800 (T5). Версия для 5 наблюдателей	80.0800.53
Бинокулярный биологический микроскоп MX 800	09.0800.02
Тринокулярный биологический микроскоп MX 800 (T)	09.0800.03
Бинокулярный биологический микроскоп MX 800 (L)	09.0801.02
Тринокулярный биологический микроскоп MX 800 (TL)	09.0801.03
Тринокулярный биологический микроскоп MX 800 (TS)	09.0802.03

Спецификация

		MX 800/2	MX 800/3	MX 800/5	MX 800	MX 800 (L)	MX 800 (T)	MX 800 (TL)	MX 800 (TS)
Визуальная насадка	бинокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм	1 шт.	2 шт.	4 шт.	•	•			
	тринокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.			•	•	
	эргономичная тринокулярная головка, с регулируемым углом наклона окуляров 5–35°, межзрачковое расстояние 48–75 мм								•
Окуляры	экстра-широкопольные EW 10x/20 мм	4 шт.	6 шт.	10 шт.	•	•	•	•	
	экстра-широкопольные EW 10x/22 мм								•
Револьвер	реверс-револьвер, 5 позиций для объективов	•	•	•	•	•	•	•	
	реверс-револьвер, 6 позиций для объективов								•
Объективы	Plan Achromat: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plan Achromat: 20x/0,40 (подпружиненный)								•
Предметный столик	механический предметный столик 185x142 мм с препаратодержателем на 2 предметных стекла	•	•	•	•	•	•	•	
	механический предметный столик 243x158 мм с препаратодержателем на 2 предметных стекла								•
Конденсор Аббе	конденсор светлого поля Аббе, nA 0,9 / 0,25 с отклоняемой линзой, встроенной ирис-диафрагмой и рамкой для фильтра	•	•	•	•	•	•	•	•
Источник света	галогеновая лампа, 6 В, 30 Вт	•	•	•	•		•		
	LED (светодиод), 5 Вт	○	○	○		•		•	
	галогеновая лампа, 24 В, 100 Вт								•
Указатель	LED, зеленый	•	•	•					
	LED, двухцветный	○	○	○					
Адаптер C-Mount	видеоадаптер 0,5x	○	○	○					
	видеоадаптер 1x	○	○	○					

• — стандартная комплектация, ○ — опционально

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.microoptix.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.microoptix.ru